

t:connect®

¿Cómo descargar los reportes de mis niveles de azúcar?

1 Transfiere los datos de la bomba a la computadora:

- D. Busque el símbolo de **t:connect Uploader** dentro de las aplicaciones su computadora. Haga un doble click en el símbolo.





- E. Conecte la bomba a su computadora utilizando el cable USB.




- F. Oprima comenzar descarga de datos (**Start Upload**).

- El tiempo para descargar los datos varía dependiendo del número de registro.




2 Iníciase en la cuenta en la aplicación t:connect


- A. Luego que aparezca un mensaje que indica descarga exitosa, presione ver reportes (**View Reports**) o Guardar reportes (**Save Reports**).



- B. Introduzca el correo electrónico y la contraseña que utilizó para crear la cuenta.



- C. Presione en la palabra iniciar (**Sign in**).



3 Guarde e imprima los reportes:

A. Selecciona guardar o imprimir (**Save/Print**) en la parte izquierda del menú superior de la página.

B. Marque el encasillado situado junto a los nombres de los reportes que quiere seleccionar. También puede elegir el periodo de tiempo deseado para cada uno de ellos.

- *Dashboard*
- *Blood Glucose Trends (en caso de haber enlazado algún glucómetro).*
- *CGM Hourly/Logbook*
- *Standard Logbook*
- *Activity Summary*
- *Notes*
- *Device Settings*

C. Haga clic en guardar (**Save**) e imprimir (**Print**) para generar el informe del paciente.